

抗Fn1ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ip、If/Icc、Ihc-P、Elisa対応） - P02751

商品番号: CM0012185



前書き

ヒトフィブロネクチン（FN1）を標的とする高親和性ウサギモノクローナル抗体です。WB、IP、IF/ICC、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。フィブロネクチンは細胞接着、遊走、創傷治癒を制御する主要なECM糖タンパク質で、診断および生物医学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FN1 ウサギmAb
別名	FN; CIG; FNZ; MSF; ED-B; FINC; GFND; LETS; GFND2; SMDCF
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2335
GeneID	2335
免疫原	ヒトFN1（NP_997647.2）のアミノ酸2205～2477番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P02751
タンパク質分子量	72 kDa/74 kDa/221～272 kDa
発送方法	保冷剤