

Wb、Elisa用 抗Fn3Krp ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ha64

商品番号: CM0015347

前書き

ヒト、マウス、ラットにおけるWBおよびELISA検出用のFN3KRPを標的とするウサギポリクローナル抗体。信頼性の高いケトサミン-3-キナーゼ研究試薬で、タンパク質脱糖化経路を調査します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FN3KRP ウサギ pAb
備考/別名	FN3KL; FN3KRP
種	ヒト
遺伝子ID	79672
免疫原	ヒトFN3KRP (NP_078895.2) のアミノ酸1-309に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HA64
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ