

Wb、Elisa用抗Fndc4ポリクローナル抗体 - Q9H6D8

商品番号: CM0018325

前書き

このFNDC4ウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットのFNDC4を検出し、WBおよびELISAでバリデーション済みです。炎症、インスリン感受性、脂肪組織生物学の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FNDC4ウサギpAb
備考／別名	FRCP1; FNDC4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	64838
GeneID	64838
免疫原	ヒトFNDC4（NP_073734.1）の45～167アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H6D8
タンパク質分子量	25kDa
配送	保冷バッグ