

Anti-Fndc4 Rabbit Polyclonal Antibody For Ihc-P/Elisa - Q9H6D8

商品番号: CM0024588

前書き

ヒトFNDC4 (Fibronectin type III domain-containing protein

4) を標的とするウサギポリクローナル抗体。IHC-PおよびELISAで検証済み。マウスと交差反応します。炎症、耐糖能、および脂肪生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	FNDC4 Rabbit pAb
備考/別名	FRCP1; FNDC4
種	ヒト
遺伝子ID	64838
免疫原	ヒトFNDC4 (NP_073734.1) のアミノ酸45-167に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H6D8
タンパク質分子量	25kDa
配送	アイスバッグ