

Wb、Elisa用 抗Fndc5 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Nau1

商品番号: CM0023092



前書き

WB、ELISA用に検証済みの抗FNDc5ウサギポリクローナル抗体。ヒト、ラットと反応します。フィブロネクチンIII型ドメイン含有タンパク質5（アイリシン）を標的とし、重要な運動誘発性ホルモンです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FNDc5 ウサギ pAb
備考/別名	FRCP2; irisin; FNDc5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	252995
GeneID	252995
免疫原	ヒト FNDc5 (NP_715637.2) のアミノ酸113-212内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q8NAU1
タンパク質分子量	24kDa
発送	保冷バッグ