

抗Fntbモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P49356

商品番号: CM0010849



前書き

ウサギモノクローナルFNTB抗体（クローン指定なし）。WB、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびラットのFNTB（約49 kDa）を検出します。CAAXファルネシルトランスフェラーゼおよびプレニル化研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FNTB ウサギmAb
備考/別名	FPTB; FNTB
対象種	ヒト
GeneID	2342
免疫原	合成ペプチド：ヒトFNTB（P49356）のアミノ酸1～100番内の配列に対応する合成ペプチドを使用しています。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P49356
タンパク質分子量	49kDa
発送方法	氷袋梱包