

Wb、Elisa用抗Fntbウサギポリクローナル抗体 - P49356

商品番号: CM0020667



前書き

WBおよびELISAでバリデーション済みのヒトFNTBに対するウサギポリクローナル抗体。タンパク質プレニル化およびシグナル伝達に重要なファルネシルトランスフェラーゼであるヒト、マウス、ラットFNTBを認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	FNTBウサギpAb
備考／別名	FPTB; FNTB
種	ヒト
遺伝子ID	2342
免疫原	ヒトFNTB (NP_002019.1) のアミノ酸1～120に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P49356
タンパク質分子量	49kDa
輸送	保冷バッグ