

Anti-Folate Binding Protein (Folr1) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - P15328

商品番号: CM0023521



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用ヒトFOLR1（葉酸受容体アルファ）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットで検証済み。がんおよび葉酸代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Folate Binding Protein(FBP) / FOLR1 Rabbit pAb
備考/別名	FBP; FOLR; NCFTD; FRalpha; Folate Binding Protein(FBP) / FOLR1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2348
遺伝子ID	2348
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15328
タンパク質分子量	30kDa
配送	氷袋