

Wb、Elisa用 Anti-Fopnl ポリクローナル抗体 - Q96Nb1

商品番号: CM0024205

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーション用のFOPNL（中心体タンパク質20）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスサンプルで検証済み、繊毛および中心体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FOPNL Rabbit pAb
備考/別名	FOPNL; FOR20; C16orf63; PHSECRG2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	123811
GeneID	123811
免疫原	組換えタンパク質 ヒトFOPNL (NP_653201.1) のアミノ酸20-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96NB1
タンパク質分子量	20kDa
発送	保冷バッグ