


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Fos Bウサギモノクローナル抗体 - P53539

商品番号: CM0007703



前書き

ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済みの高品質な抗Fos Bウサギモノクローナル抗体。分子量36kDaのヒトFos B（AP-1転写因子）を認識します。転写制御、T細胞生物学、神経生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	抗Fos Bウサギモノクローナル抗体
備考／別名	AP-1; G0S3; GOS3; GOSB; Fos B
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2354
GeneID	2354
免疫原	ヒトFos B（NP_006723.2）のアミノ酸1～100に相当する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P53539
タンパク質分子量	36kDa
配送	保冷バッグ