

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Fosウサギポリクローナル抗体 - P01100

商品番号: CM0024104



前書き

c-Fos（AP-1転写因子サブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応。WBおよびELISAに適しており、シグナル伝達、増殖、分化研究に理想的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FOS ウサギ pAb
備考/別名	p55; AP-1; C-FOS; FOS
種交差性	ヒト、マウス、ラット
GeneID (ヒト)	2353
GeneID	2353
免疫原	ヒトFOS (NP_005243.1) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
抗体源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用方法	WB、ELISA
交差性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01100
タンパク質分子量	41kDa
発送方法	保冷バッグ