


抗Fosbウサギポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、Elisa用 - P53539

商品番号: CM0016835



前書き

ヒトFOSBに対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。ヌクレオソームエンハンサー制御および神経発生におけるAP-1転写因子の機能研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FOSB ウサギ pAb
別名	AP-1; G0S3; GOS3; GOSB; FOSB
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	2354
GeneID	2354
免疫原	ヒトFOSB (NP_006723.2) のアミノ酸1-100番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P53539
タンパク質分子量	36kDa
輸送方法	保冷剤