

Wb、Ihc-P、If/Icc、El用抗Fosl2ポリクローナル抗体 - P15408

商品番号: CM0030213

前書き

ヒトFOSL2 (FRA2)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒトおよびラットのサンプルと反応します。転写制御および破骨細胞の生物学の研究に適しています。 - P15408

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FOSL2 Rabbit pAb
備考/別名	FRA2; FOSL2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2355
GeneID	2355
免疫原	ヒトFOSL2 (NP_005244.1) のアミノ酸187-326に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P15408
タンパク質分子量	35kDa
配送	アイスバッグ