

Anti-Foxa1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P55317

商品番号: CM0024426



前書き

ヒトFOXA1（HNF3A/TCF3A）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応性を示します。発生生物学や癌研究におけるパイオニア因子の機能およびホルモン受容体シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	FOXA1 Rabbit pAb
備考/別名	HNF3A, TCF3A, FOXA1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	3169
GeneID	3169
免疫原	ヒトFOXA1（NP_004487.2）のアミノ酸263～472番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55317
タンパク質分子量	49kDa
輸送方法	保冷剤