

## ウエスタンブロット、Elisa用 抗Foxd1ウサギポリクローナル抗体 - Q16676

商品番号: CM0024554

### 前書き

ヒトFOXD1を標的とするウサギポリクローナル抗体。  
ウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウス  
およびラットとの交差反応性あり。転写因子研究に適  
しています。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                               |
|------------|-------------------------------------------------|
| 製品名        | FOXD1 ウサギ pAb                                   |
| 備考/別名      | FKHL8; FREAC4; FREAC-4; FOXD1                   |
| 種          | ヒト                                              |
| 遺伝子ID (ヒト) | 2297                                            |
| 遺伝子ID      | 2297                                            |
| 免疫原        | ヒトFOXD1 (NP_004463.1) のアミノ酸1-100に相当する配列の合成ペプチド。 |
| 由来         | ウサギ                                             |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                       |
| 適用         | WB, ELISA                                       |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                      |
| SWISS      | Q16676                                          |
| タンパク質分子量   | 46kDa                                           |
| 発送         | 保冷バッグ                                           |