

## Wb、Ip、Elisa用抗Foxj1ウサギポリクローナル抗体 - Q92949

商品番号: CM0020071

### 前書き

運動性線毛の形成に必須な転写因子であるヒトFOXJ1を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IP、ELISAアプリケーションでバリデーション済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。線毛病および発生生物学研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名        | FOXJ1ウサギpAb                                         |
| 備考／別名      | HFH4; HFH-4; CILD43; FKHL13; FOXJ1                  |
| 種          | ヒト                                                  |
| GeneID（ヒト） | 2302                                                |
| GeneID     | 2302                                                |
| 免疫原        | ヒトFOXJ1のアミノ酸1～421に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_001445.2）。 |
| 由来         | ウサギ                                                 |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                           |
| アプリケーション   | WB、IP、ELISA                                         |
| 交差反応性      | マウス、ラット                                             |
| SWISS      | Q92949                                              |
| タンパク質分子量   | 45kDa                                               |
| 配送         | 保冷バッグ                                               |