

Anti-Foxk1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P85037

商品番号: CM0014534



前書き

ヒトFOXK1を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みです。FOXK1は、グルコース代謝、筋肉分化、およびオートファジーを調節するフォークヘッド転写因子です。研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FOXK1 Rabbit pAb
備考/別名	FOXK1L; FOXK1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	221937
遺伝子ID	221937
免疫原	ヒトFOXK1 (NP_001032242.1) のアミノ酸600-733に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P85037
タンパク質分子量	75kDa
配送	アイスバッグ