

Wb・Elisa用抗Foxk2ウサギポリクローナル抗体 - Q01167

商品番号: CM0016682



前書き

WBおよびELISAに対応したFOXK2ウサギポリクローナル抗体(pAb)です。ヒト、マウス、ラットのFOXK2を検出します。転写調節、代謝、オートファジー研究に最適です。SWISS: Q01167。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FOXK2 ウサギpAb
備考/別名	ILF; ILF1; ILF-1; nGTBP; FOXK2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3607
GeneID	3607
免疫原	組換えタンパク質 ヒトFOXK2 (NP_004505.2) のアミノ酸360～430番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q01167
タンパク質分子量	69kDa
発送方法	氷袋梱包