

Wb、If-P、Elisa用抗Foxm1ポリクローナル抗体 - Q08050

商品番号: CM0019755



前書き

WB、IF-

P、ELISAで検証済みの高品質なFOXM1に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのFOX M1を検出します。ヒトFOX M1の29～128 aaに対応する組換え免疫原を使用しています。細胞周期、DNA修復、がん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FOX M1 ウサギpAb
備考／別名	MPP2; HFH11; HNF-3; INS-1; MPP-2; PIG29; FKHL16; FOX M1A; FOX M1B; FOX M1C; HFH-11; TRIDENT; MPHOSPH2; FOX M1
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	2305
免疫原	ヒトFOX M1のアミノ酸29～128 (NP_068772.2) に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q08050
タンパク質分子量	84kDa
出荷方法	保冷バッグ