

Wb、Elisa用 抗Foxn2 ウサギモノクローナル抗体 - P32314

商品番号: CM0006404

前書き

ヒトFOXN2（Forkhead box protein N2）に対するウサギモノクローナル抗体（WB、ELISA用）。ノックアウト検証済みで、ヒトFOXN2を認識します。HTLV-I LTR結合研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] FOXN2 ウサギ mAb
備考/別名	HTLF; N2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3344
GeneID	3344
免疫原	ヒトFOXN2のアミノ酸204-431に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_002149.2)。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差性	ヒト
SWISS	P32314
タンパク質分子量	47kDa
輸送	保冷バッグ