

Anti-Foxn2 Rabbit Polyclonal Antibody For If/Icc, Elisa - P32314

商品番号: CM0029819

前書き

IF/ICCおよびELISAで検証済みのFOXN2ラビットポリクローナル抗体。ヒトFOXN2（HTLV-I LTRに結合する転写因子）と反応します。ウイルス遺伝子制御、転写制御、およびFOXファミリーの生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FOXN2 Rabbit pAb
備考/別名	HTLF; FOXN2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3344
GeneID	3344
免疫原	ヒトFOXN2 (NP_002149.2) のアミノ酸172-431に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P32314
タンパク質分子量	47kDa
配送	氷袋