

ウエスタンブロットおよびElisa用 抗Foxn2 ウサギポリクローナル抗体 - P32314

商品番号: CM0028312

前書き

ウエスタンブロッティングとELISAで検証済みのFOX N2
ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのFOX N2 (HTLF) に反応します。この転写因子はHTLV-I LTRに結合します。クロマチンおよびウイルス転写研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FOXN2 ウサギ pAb
備考/別名	HTLF; FOXN2
種	ヒト
遺伝子ID	3344
免疫原	ヒト FOXN2 (NP_002149.2) の172-431番目のアミノ酸配列に対応する組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P32314
タンパク質分子量	47kDa
発送	保冷バッグ