

WbおよびElisa用抗Foxn3ポリクローナル抗体 - O00409

商品番号: CM0015177



前書き

DNA損傷チェックポイントに関与する転写抑制因子であるFOXN3に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性があります。細胞周期およびDNA損傷の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FOXN3 Rabbit pAb
備考/別名	CHES1; PRO1635; C14orf116; FOXN3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1112
GeneID	1112
免疫原	組換えタンパク質 ヒトFOXN3 (NP_005188.2) のアミノ酸269-468に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O00409
タンパク質分子量	54kDa
配送	氷袋