

抗Foxo1ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q12778

商品番号: CM0030287



前書き

FOXO1（FKHR）に対するウサギポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラット、サルサンプルを用いたウエスタンブロット、免疫蛍光/免疫細胞化学、ELISAでの検証が完了しています。糖尿病、代謝、アポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FOXO1 ウサギ pAb
備考/別名	FKH1, FKHR, FOXO1A, FOXO1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2308
免疫原	ヒトFOXO1（NP_002006.2）のアミノ酸340～580番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、サル
SWISS	Q12778
タンパク質分子量	70kDa
発送	保冷剤