

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Foxo1/Foxo3A/Foxo4ポリクローナル抗体 - Q12778 / O43524 / P98177

商品番号: CM0020869



前書き

FOXO1、FOXO3A、FOXO4を認識するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたWB、IHC-

P、ELISAに適しています。代謝、アポトーシス、転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FOXO1/FOXO3A/FOXO4 ウサギpAb
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2308/2309/4303
GeneID	2308/2309/4303
免疫原	合成ペプチド；ヒトFOXO1/FOXO3A/FOXO4の合成ペプチド (NP_002006.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12778/O43524/P98177
輸送	保冷バッグ