

Wb、If/Icc、If-P、Elisa用抗Foxo3Aポリクローナル抗体 - Q9Wvh4

商品番号: CM0025304

前書き

FOXO3Aウサギポリクローナル抗体は、マウスおよびラットのFOXO3Aを検出します。アポトーシス、オートファジー、代謝研究におけるWB、IF/ICC、IF-P、ELISAアプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FOXO3A Rabbit pAb
別名	Fkhr2; FKHRL1; Foxo3a; 1110048B16Rik; 2010203A17Rik
種	マウス
GeneID (ヒト)	2309
GeneID	56484
免疫原	マウスFOXO3A (NP_062714.1) のアミノ酸371～470番の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9WVH4
タンパク質分子量	71kDa
輸送方法	氷袋