

Wb、Elisa用抗Foxo3Aウサギモノクローナル抗体 - O43524

商品番号: CM0012000



前書き

FOXO3Aを標的とするウサギモノクローナル抗体で、ヒトおよびマウス試料を用いたWBとELISAで性能が検証済みです。71

kDaのタンパク質を認識し、内在性レベルを検出します。アポトーシス、オートファジー、酸化ストレス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FOXO3A ウサギmAb
別名	FOXO2; AF6q21; FKHL1; FOXO3A; FKHL1P2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2309
免疫原	ヒトFOXO3A (NP_001446.1) のアミノ酸574〜673番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O43524
タンパク質分子量	71kDa
発送方法	氷袋