

Anti-Foxp2ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O15409

商品番号: CM0030570



前書き

ヒト、マウス、ラットのサンプルでWBおよびELISAについて検証済みのウサギポリクローナルFOXP2抗体。言語発達に参与するフォークヘッドボックスタンパク質P2を標的とします。肺上皮および神経組織の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FOXP2 Rabbit pAb
備考/エイリアス	SPCH1; CAGH44; TNRC10; FOXP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	93986
GeneID	93986
免疫原	ヒトFOXP2 (NP_055306.1) のアミノ酸590-715に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15409
タンパク質分子量	80kDa
配送	アイスパック