

Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Foxp3モノクローナル抗体 - Q9Bzs1

商品番号: CM0004389



前書き

ウェスタンブロット、IHC-

P、ELISAアプリケーションで検証済みの高品質FOXP3ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに反応します。Treg細胞研究および診断薬開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FOXP3 Rabbit mAb
備考/別名	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
種	ヒト
GeneID (ヒト)	50943
GeneID	50943
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BZS1
タンパク質分子量	47kDa
配送	アイスバッグ