

Wb・Elisa用抗Foxp3ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bzs1

商品番号: CM0018197



前書き

ヒトFOXP3に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。ラットと交差反応します。制御性T細胞生物学、免疫恒常性、IPEX疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FOXP3 Rabbit pAb
備考/別名	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER; FOXP3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	50943
免疫原	ヒトFOXP3 (NP_054728.2) のアミノ酸70～180番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q9BZS1
タンパク質分子量	47kDa
発送方法	保冷剤