

Wb、Elisa用抗Foxs1ポリクローナル抗体 - O43638

商品番号: CM0012861

前書き

WBおよびELISA用のウサギ抗FOXSIポリクローナル抗体。ヒトおよびラットでバリデーション済み。FOXSIは精巣血管構造の形成に関与する転写抑制因子です。研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FOXSIウサギpAb
備考／別名	FKHL18; FREAC10; FOXSI
種	ヒト
GeneID（ヒト）	2307
GeneID	2307
免疫原	ヒトFOXSI（NP_004109.1）のアミノ酸121～330に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O43638
タンパク質分子量	35 kDa
発送	保冷バッグ