


If/IccおよびElisa用抗Fpr2ウサギポリクローナル抗体 - P25090

商品番号: CM0022772



前書き

ヒトFPR2（N-ホルミルペプチド受容体2）に対するウサギポリクローナル抗体。IF/ICCおよびELISAでの使用が検証されています。ヒト、マウス、ラットと反応します。自然免疫および炎症シグナル伝達に関与する標的です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FPR2 ウサギpAb
別名	ALX; ALXR; HM63; FMLPX; FPR2A; FPRH1; FPRH2; FPRL1; LXA4R; FMLP-R-II; FPR2
種	ヒト
遺伝子ID	2358
免疫原	ヒトFPR2（NP_001453.1）のアミノ酸1〜100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P25090
タンパク質分子量	39kDa
輸送	保冷バッグ