

Wb、Elisa用 抗Fra1モノクローナル抗体 - P15407

商品番号: CM0007722

前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みの高品質な抗FRA1ウサギモノクローナル抗体。約29 kDaの核内転写因子であるヒトFos関連抗原1（FOSL1 /FRA1）を検出します。がん研究や細胞シグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FRA1 ウサギ mAb
備考/別名	FRA; FRA1; fra-1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8061
GeneID	8061
免疫原	合成ペプチド ヒトFRA1（NP_005429.1）のアミノ酸1-100に相当する配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P15407
タンパク質分子量	29 kDa
発送方法	保冷バッグ