


Wb用 Anti-Frataxin (Fxn) ポリクローナル抗体 - Q16595

商品番号: CM0018928



前書き

FXN/Frataxinに対するウサギポリクローナル抗体。

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラッ

トに反応。鉄-

硫黄クラスター生合成およびフリードライヒ運動失調

症の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FXN / Frataxin ウサギ pAb
備考/別名	FA; X25; CyaY; FARR; FRDA; FXN / Frataxin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2395
免疫原	ヒトFXN / Frataxin (NP_000135.2)のアミノ酸42-210に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16595
タンパク質分子量	23kDa
発送	保冷バッグ