


抗フラタキシン/Fxnウサギモノクローナル抗体 [Kd検証済] Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa用 - Q16595

商品番号: CM0005054



前書き

ヒトフラタキシン（FXN）に対するウサギモノクローナル抗体、KD検証済み。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAに適しています。鉄硫黄クラスターの集合と鉄恒常性に関与するミトコンドリアタンパク質を標的とします。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD検証済] Frataxin/FXN Rabbit mAb
備考/別名	FA; X25; CyaY; FARR; FRDA
種	ヒト
遺伝子ID	2395 (ヒト)
免疫原	ヒトFXN/Frataxin (NP_000135.2) のアミノ酸42-210に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q16595
タンパク質分子量	23kDa
配送	アイスパック