

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Frmd6 ポリクローナル抗体 - Q96Ne9

商品番号: CM0027846

前書き

CamelBioは、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用のFRMD6ウサギポリクローナル抗体（Q96NE9）を提供しています。ヒト、マウス、ラットのFRMD6（膜および細胞質に存在するFERMドメインタンパク質）と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FRMD6 ウサギ pAb
備考/別名	EX1; Willin; C14orf31; c14_5320; FRMD6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	122786
免疫原	合成ペプチド ヒトFRMD6 (NP_001253975.1) のアミノ酸82-183に対応する配列に基づく合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96NE9
タンパク質分子量	72kDa
発送	保冷バッグ