

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Frs2 ウサギモノクローナル抗体 - Q8Wu20

商品番号: CM0005175



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みのFRS2ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのFRS2（SNT-1）と反応します。FGFRシグナル伝達経路の研究およびアッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FRS2 ウサギ mAb
備考/別名	SNT; SNT1; FRS1A; FRS2A; SNT-1; FRS2alpha; FRS2
種	ヒト
遺伝子ID	10818
免疫原	ヒトFRS2組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WU20
タンパク質分子量	57kDa
発送	保冷バッグ