

Anti-Frs2 ウサギPolymab® Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 - Q8Wu20

商品番号: CM0005505



前書き

FRS2

ウサギPolymAb®はウサギ由来のモノクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証されており、ヒト、マウス、ラットに対して反応性を示します。FRS2はFGFRおよびNGF受容体をMAPキナーゼおよびPI3Kシグナル伝達経路に連結するアダプタータンパク質です。シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FRS2 ウサギPolymAb®
別名	SNT; SNT1; FRS1A; FRS2A; SNT-1; FRS2alpha
対象種	ヒト
遺伝子ID	10818
免疫原	組換えタンパク質（ヒトFRS2の組換えタンパク質）
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WU20
タンパク質分子量	57 kDa
輸送方法	保冷剤