

Wb、Elisa用 抗Frzb ウサギポリクローナル抗体 - Q92765

商品番号: CM0030435

前書き

ヒトFRZB (SFRP3, FRZB-1)

ターゲットのウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ラットおよびマウスと交差反応します。骨形成に関与する分泌型Wntシグナル調節因子を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FRZB Rabbit pAb
備考/別名	FRE, OSI, FZRB, hFIZ, FRITZ, FRP-3, FRZB1, SFRP3, SRFP3, FRZB-1, FRZB-PEN, FRZB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2487
GeneID	2487
免疫原	ヒトFRZB (NP_001454.2) のアミノ酸166-325に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ラット, マウス
SWISS	Q92765
タンパク質分子量	36kDa
配送	氷袋