


If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Fsh A/B ウサギモノクローナル抗体 - P01215 / P01225

商品番号: CM0004357



前書き

FSH

α鎖およびβ鎖を標的とするウサギモノクローナル抗体で、IF-P、IHC-P、ELISAアプリケーションで検証済みです。ヒト試料に特異的です。生殖ホルモン研究および診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FSH α/β ウサギ mAb
備考/別名	HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHa; TSHA; GPHA1; CG-ALPHA; FSHB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1081/2488
GeneID	1081/2488
免疫原	組換えタンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01215/P01225
タンパク質分子量	13kDa/15kDa
発送	保冷バッグ