

Wb、Elisa用抗Fshbポリクローナル抗体 - P01225

商品番号: CM0016695



前書き

ヒトFSHBに対するウサギポリクローナル抗体（WB、ELISA用）。マウスおよびラットと交差反応します。生殖生物学研究および診断アッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	FSHB Rabbit pAb
備考/別名	HH24; FSHB
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2488
免疫原	ヒトFSHB (NP_000501.1) のアミノ酸19-129に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	Mouse, Rat
SWISS	P01225
タンパク質分子量	15kDa
配送	アイスバッグ