


Wb、If-P、Elisa用抗Fshrウサギポリクローナル抗体 - P23945

商品番号: CM0016141



前書き

ヒトFSHR（卵胞刺激ホルモン受容体）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットとも交差反応します。生殖生理学およびGPCR経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FSHRウサギpAb
備考／別名	LGR1; ODGI; FSHR1; FSHRO; FSHR
種	ヒト
遺伝子ID	2492
免疫原	ヒトFSHR（NP_000136.2）のアミノ酸631～695に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P23945
タンパク質分子量	78kDa
輸送	保冷バッグ