

Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Fsp1/S100A4 ウサギモノクローナル抗体 - P26447

商品番号: CM0002504



前書き

ヒトS100A4（FSP1）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、ウェスタンブロット、免疫蛍光、免疫組織化学、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。転移、細胞運動性、アポトーシスの研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	FSP1/S100A4 ウサギmAb
備考/別名	42A; 18A2; CAPL; FSP1; MTS1; P9KA; PEL98; FSP1/S100A4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6275
遺伝子ID	6275
免疫原	ヒトS100A4（P26447）のアミノ酸2-101に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26447
タンパク質分子量	12kDa
発送	保冷バッグ