

ウェスタンブロット用 Anti-Fsp1/S100A4 ウサギポリクローナル抗体 - P26447

商品番号: CM0020399



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデート済みのAnti-FSP1/S100A4

ウサギpAb。ヒト、マウス、ラットに反応。細胞運動性、転移、アポトーシスにおけるS100A4研究に最適。高品質IVD原料。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FSP1/S100A4 ウサギ pAb
備考/別名	42A; 18A2; CAPL; FSP1; MTS1; P9KA; PEL98; FSP1/S100A4
種	ヒト
遺伝子ID	6275
免疫原	ヒトFSP1/S100A4 (NP_002952.1) のアミノ酸1-101に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26447
タンパク質分子量	12kDa
輸送	保冷バッグ