

Wb、If/Icc、Elisa用抗Fstl4ポリクローナル抗体 - Q6Mzw2

商品番号: CM0020537

前書き

FSTL4ウサギpAbは、ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済みのポリクローナル抗体です。分泌型フォリスタチンファミリータンパク質であるヒト、マウス、ラットのFSTL4を検出し、細胞外シグナル伝達や発生生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FSTL4 ウサギ pAb
別名	FSTL4
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	23105
GeneID	23105
免疫原	ヒトFSTL4 (NP_055897.1) のアミノ酸22～250番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6MZW2
タンパク質分子量	93kDa
発送方法	氷袋梱包