

Wb、If-P、Elisa用抗Fstl5ポリクローナル抗体 - Q8N475

商品番号: CM0020649

前書き

ヒトFSTL5に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WB、IF-P、ELISAでの性能が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。様々なサンプルでのフォリスタチン関連タンパク質5の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FSTL5 ウサギ pAb
別名	FSTL5
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	56884
遺伝子ID	56884
免疫原	ヒトFSTL5 (NP_064501.2) のアミノ酸21～250番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N475
タンパク質分子量	96kDa
輸送方法	保冷剤