

Wb、Elisa用抗Ftcdモノクローナル抗体 - O95954

商品番号: CM0007488

前書き

ヒトFTCD (LCHC1)
ターゲットの高特異性組換えウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWBおよびELISAが検証済み。葉酸代謝および細胞骨格の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FTCD Rabbit PolymAb®
備考/別名	LCHC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10841
GeneID	10841
免疫原	ヒトFTCD組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95954
タンパク質分子量	59kDa
配送	氷袋