

WbおよびElisa用 抗Ftcd ポリクローナル抗体 - O95954

商品番号: CM0024893

前書き

ヒトFTCD（ホルミミノトランスフェラーゼ-シクロデアミナーゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、C末端組換えフラグメントに対して作製。WBおよびELISAで検証済み、マウスおよびラットと交差反応性あり。研究用のみ。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FTCD ウサギ pAb
備考/別名	LCHC1; FTCD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10841
GeneID	10841
免疫原	ヒトFTCD (NP_006648.1)のアミノ酸412-541に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95954
タンパク質分子量	59kDa
発送	保冷バッグ