

## Wb、Ihc-P、If/Icc、Ip、Elisa用抗Ftoウサギモノクローナル抗体 - Q9C0B1

商品番号: CM0009646



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、IP、ELISAでバリデーション済みの高性能FTOウサギモノクローナル抗体。脂肪量、肥満、白血病に關与する主要なRNA脱メチル化酵素であるヒトFTOと反応します。エピジェネティクスおよび代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 仕様                                             |
|------------|------------------------------------------------|
| 製品名        | FTOウサギmAb                                      |
| 備考／別名      | GDFD；ALKBH9；BMIQ14；FTO                         |
| 種          | ヒト                                             |
| GeneID（ヒト） | 79068                                          |
| GeneID     | 79068                                          |
| 免疫原        | 合成ペプチド：ヒトFTO（Q9C0B1）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド。 |
| 由来         | ウサギ                                            |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                      |
| 用途         | WB、IHC-P、IF/ICC、IP、ELISA                       |
| 交差反応性      | ヒト                                             |
| SWISS      | Q9C0B1                                         |
| タンパク質分子量   | 58kDa                                          |
| 輸送         | 保冷バッグ                                          |