

Anti-Fto ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ip, Elisa対応) - Q9C0B1

商品番号: CM0018709



前書き

FTO

ウサギポリクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットのFTO (α -ケトグルタル酸依存性ジオキシゲナーゼ)を検出します。WB、IP、ELISAでの使用が検証済みです。エピトランスクリプトミクスおよび脂肪形成研究において、肥満関連RNA脱メチル化酵素を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FTO Rabbit pAb
別名	GDFD; ALKBH9; BMIQ14; FTO
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79068
遺伝子ID	79068
免疫原	ヒトFTO (NP_001073901.1) のアミノ酸327-504番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9C0B1
タンパク質分子量	58kDa
発送方法	氷袋梱包